

# RC-Cornet® Druck-Mess-Adapter

ermöglicht den Anschluss eines Manometer und/oder  
eine zusätzliche Sauerstoffgabe



Bitte nutzen Sie die Adapterlösung nur, wenn Sie ein ärztliches Rezept für eine Sauerstofftherapie erhalten haben, denn eine Erhöhung des pO<sub>2</sub> könnte zu einer Sauerstoffvergiftung führen. Die maximal zulässige Sauerstoffzufuhr ist 6 Liter/Minute. Bitte beachten Sie genau Ihre Rezeptangaben und die Gebrauchsanweisung der RC-Cornet®/RC-Cornet® PLUS Familien sowie mögliche anzuschließende Manometer oder Medikamentenvernebler.

**Gegenindikation:** Zusätzliche Sauerstoffzufuhr über die Nase

PZN 03 030 467 | Artikel-Nr. 2350

GEBRAUCHSANWEISUNG



MENGE: 1



LATEX FREI

**CEGLA**  
MEDIZINTECHNIK



PHTHALATFREI



BEI BESCHÄDIGTER  
VERPACKUNG NICHT  
VERWENDEN



GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG  
BEACHTEN

 Herstellung & Vertrieb:  
CEGLA Medizintechnik  
GmbH & Co. KG  
Horresser Berg 1  
56410 Montabaur  
Tel +49 2602 92 13-0  
[www.cegla.de](http://www.cegla.de)

**REF**

2350



23511 - 03/2021